

PERFECT-FIT

SERIENGRÖSSENTABELLE FÜR RUNDSTRICK-PRODUKTE

VenoTrain® look, VenoTrain® micro, VenoTrain® business, VenoTrain® soft



	UMFANG	S		M		L		XL	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
cT		bis 85		bis 90		bis 100		bis 120	
cH		bis 95		bis 105		bis 120		bis 140	
cG	Haftband weit*	51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
	Haftband normal	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
	Trikotrand, AT, Haftband**	45-57	52-66	49-63	55-69	53-67	58-74	55-71	62-80
	cF	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
	cE	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
	cD	29-35	32-38	32-38	35-42	34-42	37-45	37-45	41-49
	cC	31-37	34-40	34-40	37-44	37-45	39-47	40-48	43-51
	cB1	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
	cB	20-22		22-25		25-28		28-31	
	cY	29-33		31-35		34-40		37-44	
	cA	19-24		22-27		25-31		28-35	

Länge IG

short 61-70

long 70-80

Typ AG, AT

Länge ID

short 35-40

long 40-46

Typ AD

* Haftband Noppe weit nicht lieferbar bei VenoTrain micro

** Haftband Spitze Sensitiv und Haftband Mikronoppe für VenoTrain look und VenoTrain micro
Angaben der Größensystematik in cm