

# Seri-fix S

elastischer Netzschlauchverband zur Verbandfixierung zur Anwendung auf intakter Haut



## Anwendungsgebiet:

Elastischer Netzschlauchverband, der einen schnellen Verbandwechsel durch einfaches und vielseitiges Anlegen ermöglicht. Das Netzmaterial bietet angenehme Trageeigenschaften, eine optimale Luftdurchlässigkeit und passt sich anatomisch gut an die Körperformen an. Es ist möglich mittels Schereneinsatz Löcher in den Netzschlauch zu schneiden um unverletzte Gliedmaßen außerhalb des Verbandes zu tragen. Der Netzschlauch ist laufmaschenfest und salbenresistent. Zur Anwendung auf intakter Haut.

## Indikation:

- Fixierung von Kälte- oder Wärmeauflagen bei Prellungen, Zerrungen oder Schwellungen.
- Nach chirurgischen Eingriffen, um Wundauflagen in Position zu halten.
- Zur Fixierung von Inkontinenzhilfsmitteln oder Schutzauflagen im Pflegebereich.
- Besonders geeignet, wenn ein herkömmlicher Verband schwierig anzulegen ist.

Kennzeichnung Medizinsymbole



## Bestellinformationen:

Art-N°	Produktname	Größe	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
2715209	Seri-fix S	A/1	25m	19836586	1	weiß <input type="checkbox"/>
2715210	Seri-fix S	A	25m	19836563	1	weiß <input type="checkbox"/>
2715211	Seri-fix S	B	25m	19836592	1	weiß <input type="checkbox"/>
2715212	Seri-fix S	C	25m	19836600	1	weiß <input type="checkbox"/>
2715213	Seri-fix S	D	25m	19836617	1	weiß <input type="checkbox"/>
2715214	Seri-fix S	E	25m	19836623	1	weiß <input type="checkbox"/>