

SWASH[®] SHAMPOO CAP – PARFÜMIERT - ORANGE

ALLGEMEINE INFORMATION

Artikelnummer	Go4077-1
Basic UDI-DI	871712793HAIR.CARECB
UDI-DI	08717127937929
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Für eine vollständige Haarwäsche bettlägeriger Patienten als Maßnahme zur Infektionsprävention vorgesehen.
Paketinhalt	Shampoo Cap
Kartoninhalt	52 Packungen
Hersteller	Arion Manufacturing B.V. – Niederlande Rutherford 11, 6422 RE Heerlen
Ausstellungsdatum	04/2021
Überarbeitungsdatum	03/2023
Version	V3

PRODUKTINFORMATION

Produktart	Medizinprodukt Klasse 1 (Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745)
Zusammensetzung des Tuches	Polyester & Lyocell
Produktionsart des Tuches	Needle punch
Kartongewicht	ca. 6.823 g
Netto-Abfallgewicht Shampoo Cap	ca. 30 g
Netto-Abfallgewicht Folie	ca. 4 g
pH-Wert	5 – 6
Größe Shampoo Cap	30 cm x 30 cm
Paketabmessungen	22 cm x 12 cm

INHALTSSTOFFE LOTION

FUNKTION

KONZENTRATION (%)

Aqua	Dient als Lösungsmittel, in dem die übrigen Inhaltsstoffe gelöst werden.	75-100
Propylene Glycol	Ein hydrophiler Stoff, der das Austrocknen der Haut reduziert. Dient ebenfalls als Lösungsmittel und begrenzt die Viskosität.	1-5
Sodium Lauroyl Sarcosinate	Tensid; ein Reinigungsbestandteil, der für Schaumbildung sorgt und die Oberflächenspannung senkt.	0,1-1
Caprylyl Glycol	Ein hautpflegender Bestandteil. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0,1-1
Cocamidopropyl Betaine	Sorgt für die Reinigung und Schaumbildung.	0,1-1
Glyceryl Caprylate	Dient zum Befeuchten der Haut. Zusätzlich verlängert der Bestandteil die Haltbarkeit des Produkts, wie ein Konservierungsstoff.	0,1-1
Potassium Sorbate	Natürliches Konservierungsmittel.	0,1-1
Dipropylene Glycol	Lösungsmittel für das Konservierungssystem.	0,1-1

Tocopherol	Verlängert die Haltbarkeit des Produkts, indem es die Oxidation an der Luft verhindert. Außerdem wird dieser Stoff als Feuchthaltemittel eingesetzt.	<0,1
Parfum	Ein Gemisch diverser Duftstoffe.	<0,1
Sodium Chloride	Zusatzstoff.	<0,1

ANWENDUNG



Falls notwendig, die Swash® Shampoo Cap vor der Verwendung in einer Mikrowelle 20 Sek. lang bei 800 Watt erwärmen.

Die Temperatur der erwärmten Swash® Shampoo Cap vor der Verwendung überprüfen.

Die Swash® Shampoo Cap auf den Kopf des Patienten setzen und das Haar vollständig damit bedecken.

Den Kopf durch die Swash® Shampoo Cap 2 bis 3 Minuten lang massieren, bis alle Haare mit dem Shampoo befeuchtet sind.

Die Swash® Shampoo Cap entfernen (das Haar nicht spülen).

Das Haar wie gewohnt trocknen und frisieren.

Die Swash® Shampoo Cap ist ein Einwegprodukt. Nicht erneut erwärmen.

HAUT- UND AUGENVERTRÄGLICHKEIT

Test auf Augenverträglichkeit

Ergebnisse: - keine Irritationen auf der Hornhaut und der Iris.
- keine Rötung oder Schwellung auf der Schleimhaut.

Test auf Hautreizung

Ergebnisse: - keine Irritationen auf der Haut.
- kein Ödem auf der Haut und keine Hautrötung während oder nach dem Test.