

# Seri-last

dauerelastischer Schlauchverband für Kompressionsverbände zur Anwendung auf intakter Haut



**Anwendungsgebiet:**

Dauerelastische Schlauchbandage mit hoher Elastizität und gleichmäßiger Druckwirkung. Der Verband ist schnell und einfach anzulegen und aufgrund des hohen Baumwollanteils gut hautverträglich. Der Kompressionseffekt kann durch die Wahl der Größe verstärkt werden. Zur Anwendung auf intakter Haut.

**Indikation:**

- für komprimierende Fixierverbände, z.B. nach Thorax- und Abdomenoperationen
- zum Stützen und Entlasten an Gelenken, Bändern und Sehnen
- zur Entlastung und Stützung der Muskulatur z.B. im Abdomenbereich.
- besonders geeignet während der Schwangerschaft. Optimal zum Fixieren der Sensoren bei CTG-Untersuchungen.
- zur Fixierung nach Eingriffen im Brustbereich (um den primären Verband und/oder die Brüste sicher zu fixieren).

Kennzeichnung Medizinsymbole



**Bestellinformationen:**

Art-N°	Produktname	Größe	Breite	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
1878108	Seri-last	B	6,25cm	10m	19836882	1	beige
1878801	Seri-last	C	6,75cm	10m	19836899	1	beige
1878967	Seri-last	D	7,50cm	10m	19836907	1	beige
1878968	Seri-last	E	8,75cm	10m	19836913	1	beige
1878969	Seri-last	F	10,00cm	10m	19836936	1	beige
1878970	Seri-last	G	12,00cm	10m	19836965	1	beige
1878971	Seri-last	L	32,50cm	10m	19836971	1	beige