

Datenblatt für IFA-Lauer Anmeldung für: steriles I.V. Kanülenpflaster



Wundschnellverbände
Wound-Dressings



Zweckbestimmung:

I.V. Kanülen-Wundverband mit Kompresse zur temporären Wundabdeckung, nicht aktiv, nicht implantierbar

Anwendung durch:

medizinisches Fachpersonal

Risikoklasse:

Klasse I/steril - Anhang: VIII - Regel: 4

Haltbarkeit:


60 Monate

Produktbeschreibung:

Steriles Kanülenpflaster mit mittig integrierter Kompresse. Hautfreundliches, weiches Trägermaterial aus Vliesstoff welches sich aufgrund der hohen Flexibilität und des gut klebenden Acrylatklebers einfach und faltenfrei aufbringen lässt. Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.

Indikation:

· zur schnellen und sicheren Fixierung von IV-Zugänge

Art-N°	Länge*	Breite	GTIN	VE	Farbe
16000	8cm	6cm	04044044000578	50 Stück	weiß 

Abmessungen für 16000: 135mm x 97mm x 85mm **Gewicht:** 146,00gr.

* Länge gedehnt

Basic UDI für miro-drain, steril: 69597933L002W8 - SRN: DE-IM-000019625

miro

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
51674 Wiehl
Germany

Tel. 02262 7248-0
Fax: 02262 7248-48
E-Mail: info@miro-verbandstoffe.de
Webseite: www.miro-verbandstoffe.com

Ausgabestand: 24.06.2025



SCAN ME