

Seri-lan

elastische Kompressionsbinde (Kurzzug) zur Anwendung auf intakter Haut



Anwendungsgebiet:

Hautfreundliche, atmungsaktive Kurzzugbinde zur Anwendung auf intakter Haut, die auch nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen ihre Elastizität behält. Unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß. Fixierte Bindenden mit latexfreier Endableimung verhindern das Ausfransen. Mit Verbandklammern.

Indikation:

- zur Anwendung in der Kompressionstherapie im phlebologischen und lymphologischen Fachbereich
- einsetzbar bei Verletzungen, die einen Stütz- oder Entlastungsverband erfordern

Kennzeichnung Medizinsymbole



Bestellinformationen:

Art-N°	Produktname	Breite	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
2384001	Seri-lan	10cm	5m	14444781	10	beige 
2384002	Seri-lan	8cm	5m	14444775	10	beige 
2384003	Seri-lan	6cm	5m	14444769	10	beige 
2384004	Seri-lan	12cm	5m	14444798	10	beige 