



Produktspezifikation

Entsorgungsbehälter, Multi-Safe
sani REC, 200 ml

Bestellnummer	77.3890.202
Artikel- beschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe sani REC, 200 ml, grau, Material: recycltes PP, Öffnung: oval, Höhe: 131 mm, flacher Verschluss, Deckel (LxB): 75 x 47 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 Stück/Karton

Material & Farben

Material des Produktes	recycltes Polypropylen (recycltes PP)
Farbe des Produktes	grau
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Maße

Höhe des Produktes	131 mm
Volumen max	200 ml
Durchmesser des Bodens	57 mm x 32 mm

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	nicht reguliert

Reinheit & Zertifizierung

CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Karton
Tiefe des Umkartons	397 mm
Breite des Umkartons	397 mm
Höhe des Umkartons	325 mm
Volumen des Umkartons	0,0512 cbm
Gewicht des Umkartons	5,999 kg
Gewicht des Produkts	0,0483 kg
Stück pro Umkarton	110
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Palette	3300
Mindestbestellmenge (Stück)	110
EAN des Umkartons	4066916004491
EAN des Innenkartons	4066916004484

Dies ist die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. SARSTEDT behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, ganz oder teilweise, vorzunehmen.