

Seri-ideal

dauerelastische Idealbinde zum Fixieren, Stützen und Entlasten zur Anwendung auf intakter Haut



Anwendungsgebiet:

Dauerelastische und strapazierfähige Idealbinde zur Verwendung auf intakter Haut mit einem großen Anwendungsbereich. Diese Binde schmiegt sich gut an und garantiert einen festen und dauerhaften Sitz. Trotz des dichten Gewebes ist diese Binde luftdurchlässig und aufgrund des hohen Baumwollanteils sehr hautverträglich.

Erhältlich in den Farben: weiß, blau und rot

Indikation:

- Stütz- und Entlastungsverbände bei Erstversorgung sowie komprimierende Wundverbände
- für Fixiervverbände jeglicher Art

Kennzeichnung Medizinsymbole



Bestellinformationen:

Art-N°	Produktname	Breite	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
1878128	Seri-ideal	6cm	5m	19836770	10	blau 
1878131	Seri-ideal	8cm	5m	19836793	10	blau 
1878135	Seri-ideal	10cm	5m	19836830	10	rot 
1878136	Seri-ideal	10cm	5m	19836818	10	blau 
1878900	Seri-ideal	4cm	5m	19836764	10	weiß 
1878901	Seri-ideal	6cm	5m	19836787	10	weiß 
1878902	Seri-ideal	8cm	5m	19836801	10	weiß 
1878903	Seri-ideal	10cm	5m	19836824	10	weiß 
1878904	Seri-ideal	12cm	5m	19836847	10	weiß 
1878983	Seri-ideal	20cm	5m	19836853	10	weiß 