

CUTIMED SILT SOR B7.5X7.5

CUTIMED Siltec Sorbact B PU-Verb.7,5x7,5 cm

PZN: 07342672

Inhalt: 12 St

Hersteller: BSN medical GmbH

Zweckbestimmung

Bakterienbindender, steriler, absorbierender Polyurethan-Schaumverband mit Silikonhafrand ist indiziert für die Behandlung von sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten, exsudierenden Wunden wie z.B. venöse und arterielle Ulcera, Druckgeschwüre, diabetische Gangrän, Operationswunden, Hauttransplantationen und Entnahmestellen, Schnitt-/Platzwunden oder Abschürfungen. Cutimed® Siltec® Sorbact® wird empfohlen für Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation.

Zusammensetzung

Bakterienbindender Polyurethan-Schaumverband mit Silikonhafrand und Superabsorbern, 7,5x7,5cm