

Seri-mull A gekreppt

elastische Mullbinde zur Fixierung von Verbänden, Polstermaterial, Kompressen, IV-Zugängen oder medizinischen Hilfsmitteln und für leichte Stütz- und Entlastungsverbände zur Anwendung auf intakter Haut



Anwendungsgebiet:

Elastische, luftdurchlässige Mullbinde mit gekreppter Struktur zur Anwendung auf intakter Haut. Aufgrund der gekreppten Struktur verfügt die Binde über eine gute Haftung auf sich selbst und verrutscht nicht. Angenehme Trageeigenschaften aufgrund der leichten und luftigen Webstruktur. Gefertigt nach DIN 61634.

Indikation:

- für leichte Stütz- und Entlastungsverbände
- zum Fixieren von:
 - Verbänden
 - Polstermaterial
 - Kompressen
 - IV-Zugängen
 - medizinischen Hilfsmitteln

Kennzeichnung Medizinsymbole



Bestellinformationen:

Art-N°	Produktname	Breite	Länge	PZN	VE (Stück)	Farbe
1878002	Seri-mull A gekreppt	6cm	4m	14444640	100	weiß ☐
1878003	Seri-mull A gekreppt	8cm	4m	14444657	100	weiß ☐
1878006	Seri-mull A gekreppt	10cm	4m	14444663	100	weiß ☐
1878009	Seri-mull A gekreppt	4cm	4m	14444686	20	weiß ☐
1878110	Seri-mull A gekreppt	6cm	4m	14444700	20	weiß ☐
1878111	Seri-mull A gekreppt	8cm	4m	14444717	20	weiß ☐
1878114	Seri-mull A gekreppt	10cm	4m	14444723	20	weiß ☐
1878115	Seri-mull A gekreppt	12cm	4m	14444752	20	weiß ☐