

WISSENSWERTES UND INFORMATIVES aus dem Bereich der medizinischen Einmalhandschuhe.

**Bietet „Billig“ den erforderlichen Schutz für Ihre Mitarbeiter?
Welcher Handschuh eignet sich für welche spezielle Tätigkeit?**

• VINYLHANDSCHUHE



Einsatz: Einfache Tätigkeiten z.B. Flächenreinigung ohne Desinfektionsmittel, sehr einfache Pflegetätigkeiten bei nicht infektiösen Patienten.

NACHTEIL!

- keine Ölbeständigkeit, keine Chemikalienbeständigkeit
- kein Schutz vor Viren und Bakterien
- *** allergisierend wegen hohem Phthalat-Anteil im Material ***

• LATEXHANDSCHUHE



Einsatz: Einfache Tätigkeiten z.B. Flächenreinigung mit Desinfektionsmitteln, Blutentnahmen, Einfache Pflegetätigkeiten bei schwach infektiösen Patienten.

VORTEIL!

- bedingt chemikalienbeständig, mäßiger Schutz vor Viren und Bakterien
- angenehme Trageeigenschaften, gute Tastsensibilität
- bei spezieller Kennzeichnung Lebensmittel geeignet

NACHTEIL!

- keine Ölbeständigkeit, leicht allergisierend auf Grund von Latexproteinen

• NITRILHANDSCHUHE



Einsatz: Spezielle Tätigkeiten z.B. Flächenreinigung mit speziellen Desinfektionsmitteln, Blutentnahmen bei infektiösen bis hochinfektiösen Patienten (Spezialprodukte erhältlich), intensive Pflegetätigkeiten bei infektiösen bis hochinfektiösen Patienten, Spezialprodukte bitte anfordern!

VORTEIL!

- sehr gut ölbeständig und fettbeständig
- sehr gut chemikalienbeständig, Spezialprodukte für spezielle Chemikalien erhältlich
- sehr guter Viren- und Bakterienchutz, spezielle Nitrilhandschuhe zur Anwendung bei Tätigkeiten mit Zytostatika erhältlich
- bei spezieller Kennzeichnung auch Lebensmittel geeignet

Spezialität: acceleratorenfreier Nitrilhandschuh = völlig frei von allergisierenden Substanzen wie z. B. Thiuramen und Beschleunigerchemikalien, steril und unsteril erhältlich. **Die starke Kombination aus Barrierschutz, Allergieprävention und Tragekomfort.**

Wir empfehlen Ihnen, laut TRBA 250 (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe Punkt 4.2.) für den optimalen Schutz Ihrer Mitarbeiter bei allen allgemeinen medizinischen bzw. pflegerischen Tätigkeiten einen speziell auf die Tätigkeit abgestimmten Handschuh zu benutzen. Gern informieren wir Sie hierüber umfangreicher bzw. erstellen Ihnen Ihr spezielles Angebot.

